

Vergabeverfahren Visitewagen

Bewertung Probestellung

Hersteller			
Teststation			
Testzeitraum			
Arzt/Ärztin <input type="checkbox"/>	Pflege <input type="checkbox"/>	IT <input type="checkbox"/>	Unterschrift:

Bewertung

Von jedem Tester geht der Punktmittelwert in die Bewertung ein

0 Punkte	<i>ungenügend</i>
1 Punkt	<i>mangelhaft</i>
2 Punkte	<i>ausreichend</i>
3 Punkte	<i>befriedigend</i>
4 Punkte	<i>gut</i>
5 Punkte	<i>sehr gut</i>

Kriterium	Punkte	Bemerkung
Materialien (Handgriffe, Oberfläche,...=) fühlen sich wertig an		
Desinfektion aller Teile (Oberflächen, Tastatur, Kabel...) ist unkompliziert möglich		
Einfache Höhenverstellung		
Wagen lässt sich gut steuern und lenken, Rollfeststellung ist leicht zu bedienen		
Beinfreiheit ist sowohl in stehender als auch in sitzender Position gegeben		
Arbeitsfläche bietet ausreichend Platz <small>(außer für Papierkurven, die fallen bald weg)</small>		
Auszugsboden ist stabil und bietet Platz für Maus und Tastatur		
Schublade ist abschließbar und ausreichend groß		
Ausrichtung und Verstellung des Monitors ist einfach zu bedienen		
Kabelmanagement ist übersichtlich. Ladekabel hat Abreißkupplung, die funktioniert		
Zubehör (Schiene, Desinfektionsmittelhalter, ...) ist einfach zu handhaben		
Eine Anzeige des Ladestatus bzw. Akkurestlaufzeit ist vorhanden		
PC: Einfache Inbetriebnahme (Kabel, Anschlüsse)		
Display: Farben, Ausleuchtung, Schärfe, Entspiegelung		
Mind. 4 USB-Anschlüsse, Kabel sitzen fest und sicher		
Akkulaufzeit mind. 8 h / Akkuladezeit max. 2,5 h		
WLAN-Verbindung stabil?		
Geräusche im laufenden Betrieb (Brummen? Fiepen?)		