

Die Information zur Schlussdesinfektion (Art der Infektion) muss durch das Pflegepersonal an die Reinigungsfirma erfolgen. Das Zimmer muss komplett frei von Patientenbezogenen Gegenständen sein!

Desinfektionsmittel:	<ul style="list-style-type: none"> • Siehe „HYR Erkrankungen- bzw. Erregerspezifische Schutzmaßnahmen“
Händehygiene:	<ul style="list-style-type: none"> • vor Anlegen und Ablegen der Schutzkleidung
Einmalhandschuhe:	<ul style="list-style-type: none"> • ja; Reinigungshandschuhe
Schutzkittel (flüssigkeitsdicht):	<ul style="list-style-type: none"> • vor Betreten des Zimmers anlegen • bei Verlassen ablegen
Mund-Nasen-Schutz:	<ul style="list-style-type: none"> • MNS vor Betreten des Zimmers anlegen • FFP2 Maske bei offener Lungentuberkulose
Durchführung:	<ul style="list-style-type: none"> • Zimmer zügig betreten • Fenster öffnen und während des gesamten Vorgangs geöffnet lassen • Aufbereitung von Bett und Nachschrank erfolgt durch das Pflegepersonal (siehe HYR Bettenaufbereitung) • Alle Oberflächen (Tisch, Stuhl, Schrank) und Kontaktflächen (Türklinke, Lichtschalter, Fenstergriff) wischdesinfizieren • Nasszelle desinfizieren • Reinigungsutensilien vor Verlassen des Zimmers wischdesinfizieren, • Benutze Wischmöppe in einem Beutel auf direktem Weg ohne Zwischenstopp in der Waschmaschine aufbereiten
Wäsche	Flüssigkeitsdichtes Doppelsackprinzip (gelber Sack)
Abfallentsorgung:	Müll wird als klinischer Müll im Doppelsacksystem entsorgt („Krankenhausspezifische Abfälle“ AS180104/180101/Abfallgruppe B)
Geschirr:	Aufbereitung in der Zentralküche (Gewerbspülautomat); zum Schluss abgedeckt in den Entsorgungscontainer (AMK). Geschirrspülautomat, Betriebstemperatur >65 Grad (kein Kurzprogramm)
Patienteneigentum:	Zeitschriften, Blumen, Einwegkamm etc. entsorgen
Medizinprodukte:	Medizintechnische Geräte im Zimmer desinfizieren; Aufbereitung lt. Herstellerangaben; Einwegmaterialien entsorgen
Gardinen:	Reinigung der Gardinen durch zertifizierte Wäscherei bei: <ul style="list-style-type: none"> • Clostridioides difficile, Noroviren, • Tuberkulose, • Influenza, Coronavirus, • MRE mit Nachweis im Rachen/Nasenraum, Bronchial- und Trachealsekret
Urinflasche/ Steckbecken	Thermische Desinfektion im Steckbeckenspüler
Toilettenstuhl, Rollstuhl, etc.	Alle Oberflächen, sowie Räder / Rollen desinfizieren und nach Abtrocknung aus dem Zimmer entfernen; Eimer des Toilettenstuhls in der Steckbeckenspüle zur thermischen Desinfektion aufbereiten
Bewegliche Hilfsmittel, Infusionsständer, Lagerungshilfen	Infusionsständer und Lagerungshilfen im Zimmer wischdesinfizieren, Transport auf einem desinfizierten fahrbaren Wagen, Wagen mit Utensilien im Lager trocknen lassen; anschließend Wagen wischdesinfizieren

Checkliste zur Durchführung der Schlussdesinfektion (zutreffendes ankreuzen)

Datum:	Station:	Raum:
Beginn:	Ende:	
Bettenaufbereitung:	Desinfektionsmittel:	Sonstiges:
Kissencasing i.O. <input type="checkbox"/>	Puresept® 0,5% <input type="checkbox"/>	Gardinen in Wäscherei <input type="checkbox"/>
Matratzencasing i.O. <input type="checkbox"/>	Perform® 0,5% <input type="checkbox"/>	Duschvorhang aufbereitet/neu <input type="checkbox"/>
Decke in Wäscherei <input type="checkbox"/>	2% <input type="checkbox"/>	Laminierte Infoblätter desinfiziert <input type="checkbox"/>
	(Rücksprache mit der Hygiene!)	Toilettenbürste ausgetauscht <input type="checkbox"/>
		Toilettenpapier verworfen <input type="checkbox"/>